

CRISTAL®

Hydrophile Acryl-IOL



Technische Daten

Linsentyp	Kapselsack-IOL, sulcusfähig
Optikdurchmesser	6.0 mm
Gesamtdurchmesser	13.0 mm
Design	1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante
Optikdesign	Asphärisch auf der IOL Rückfläche, kompensiert Aberrationen der Hornhaut, biconvex
Angulation	10°
Material	25 % Wasseranteil, hydrophiles Acrylat
Lieferbereich (Dpt.)	von + 10.0 D bis + 30.0 D in 0.5 D-Schritten
A-Konstanten (SRK-T)	Ultraschall: 118.0 Optisch: 118.5
Geschätzte postoperative VKT (ACD)	Ultraschall: 4.96 mm Optisch: 5.25 mm
Brechungsindex	1.46
Sterilisation	Dampf
Empfohlene Inzisionsgröße	2.2 mm