

# MEyeLens 360

## Hydrophile 3-piece-IOL



### Technische Daten

	Technische Daten
Linsentyp	Kapselsack und Sulcus-IOL
Optikdurchmesser	6.00 mm
Gesamtdurchmesser	13.00 mm
Design	3-piece-IOL mit 360° scharfer Kante
Optikdesign	Asphärisch auf der IOL Rückfläche, aberrationsneutral, biconvex
Angulation	5°
Material	26 % Wasseranteil, hydrophiles Acrylat
Lieferbereich (Dpt.)	0.0 D bis 30.0 D in 0.5 D-Schritten
A-Konstanten (SRK-T)	Ultraschall: 118,0 Optisch: 118,4
Geschätzte postoperative VKT (ACD)	Ultraschall: 4.86 mm Optisch: 5.14 mm
Brechungsindex	1.46
Sterilisation	Dampf
Empfohlene Inzisionsgröße	2,9 mm