

ARTIS® Y PL- (Blaufilter)

Hydrophobe, VORGELADENE Acryl-IOL

Technische Daten

Linsentyp	Kapselsack-IOL
Optikdurchmesser	6.15 mm (von 0.0 D bis +9.5 D) 6.00 mm (von +10.0 D bis +25.0 D) 5.80 mm (von +25.5 D bis +35.0 D)
Gesamtdurchmesser	11.00 mm (von 0.0D bis +9.5D) 10.79 mm (von +10.0D bis +25.0D) 10.50 mm (von +25.5D bis +35.0D)
Design	1-piece-IOL mit 360° scharfer Kante
Optikdesign	Asphärisch auf der IOL Rückfläche, kompensiert Aberrationen der Hornhaut, bikonvex
Angulation	5°
Material	Hydrophobes Acrylat mit Blaulichtfilter
Lieferbereich (Dpt.)	von 0.0D bis +35.0D in 0.5D
A-Konstanten (SRK-T)	Ultraschall: 119.3 Optisch: 119.7
Geschätzte postoperative VKT (ACD)	Ultraschall: 5.77 mm Optisch: 6.03 mm
Brechungsindex	1.54
Sterilisation	Ethylenoxid
Empfohlene Inzisionsgröße	2.0 mm