

REVERSO[®] Monofocal

Hydrophile "Add-On" Acryl-IOL

Technische Daten

Linsentyp	Sulcus-IOL für pseudophake Patienten
Optikdurchmesser	6.50 mm
Gesamtdurchmesser	13.80 mm
Design	1-piece-IOL mit 360° abgerundeter Kante
Optikdesign	Sphärisch, konvexe Vorderseite, konkave Rückseite
Angulation	10°
Material	25 % Wasseranteil, hydrophiles Acrylat
Lieferbereich (Dpt.)	Auf Anfrage von - 6.0 D bis + 6.0 D in 0.5 D-Schritten
Brechungsindex	1.46
Sterilisation	Dampf
Empfohlene Inzisionsgröße	2.0 mm